

beautyemotion®
face and beauty wellness equipments

V-LASER

LASER VASCULAR
Laser de Diodo 980nm



Espessura da ponteira de laser ajustável

**REMOÇÃO DE DERRAMES, TELANGIECTASIAS
E LESÕES VASCULARES SIMPLES**

LASER VASCULAR

O laser de diodo com a profundidade de onda 980nm representa o espectro de absorção ideal para atingir as células porfirinas vasculares.

As células vasculares absorvem a alta energia dos 980nm de profundidade de onda emitida pelo laser, o que resulta na sua solidificação e por consequência a sua dissipação.


Além disso, o laser pode estimular a regeneração do colágeno dérmico, enquanto as pequenas veias do sangue desaparecem, a elasticidade e a resistência da pele também são significativamente incrementadas.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Laser de diodo de alta potência 980nm para tratamento vascular
- Potência e dimensão do spot ajustáveis ao tamanho da área a tratar
- Equipamento portátil de fácil transporte
- Sem necessidade de uso de consumíveis
- Resultados imediatos, sem necessidade de internamento
- Tratamento sem incisões, ferimentos, queimaduras e cicatrizes

APLICAÇÕES

- Angiomas de aranha e pequenos derrames
- Vários tipos de Angiomas (Rubi, Morango, Venoso,...)
- Telangiectasias e lesões vasculares simples



Antes

Depois

(cerca de 15 dias após o tratamento)



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE LASER	Laser de Diodo de 980nm
POTÊNCIA DO LASER	20W
PICO DE POTÊNCIA	80W
MODO DE TRABALHO	Modo contínuo/modo pulsado
FREQUÊNCIA	1-100HZ
DURAÇÃO DE PULSO	5-800ms
ESPAÇADOR DA PONTEIRA	3 medidas: 1mm, 2mm, 3mm
TAMANHO DO SPOT	0.5-3mm ajustável
DIMENSÕES	320 x 310 x 295mm
PESO	3Kg



PORTO (SEDE)

Rua Delfim Ferreira 649
4100-201 Porto
T. 226 169 151

LISBOA (FILIAL)

Rua Rodrigues Sampaio 7/7A
2795-175 Linda-a-Velha
T. 214 155 117/8

www.beautyemotion.pt
info@beautyemotion.pt

SIGA-NOS

