

# BERYLAS FOOT CARE

LASER PODOLÓGICO DÍODO



## PONTEIRAS:



Fungos de unhas



Terapêutica



Bio-estimulação



Fibra descartável

beautyemotion®



*Permite uma penetração mais profunda nos tecidos e reduz o risco de alterações sem danificar os tecidos adjacentes. Graças à elevada interação com laser, o calor é distribuído de forma mais uniforme.*

## **APLICAÇÕES CLÍNICAS:**

*Onicomicose*

*Verrugas Plantares*

*Lesões Vasculares*

*Pós-operatório podológico de Hallux Valgus e dedos gatilho*

*Fascite Plantar*

*Tendinopatia*

## **VANTAGENS DO LASER:**

*Eficaz e sem dor*

*Sem efeitos secundários*

*Sem necessidade de anestesia*

*Nenhum dano visível na unha tratada ou na pele circundante*

*Rápida cicatrização*

## **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

*Tecnologia*

*Sistema Laser*

*Comprimento de Onda*

*Modo de Operação*

*Frequência*

*Potência*

*Dimensões*

*Peso*



*GaAlAs Diodo*

*Classe IV*

*980nm*

*Contínuo ou pulsado*

*1Hz - 20.000Hz*

*10W*

*180(C) x 180(L) x 235(A) mm*

*2,1kg*

